

Finntip Biocon : 100-1 000 µl

Réf. THE-FIN1000S1



FINNTIP BIOCON: 100 – 1 000 µl;

- Emballés individuellement sous blister;
- Endotoxine free;
- DNA free;
- DNase free et RNase free;
- Stérilisés par rayons gamma avec un minimum de 25k Gy;
- Couleur naturelle;

Applications: PCR, biologie moléculaire et cellulaire;

- Les Finntips BioCon sont garantis contre toute contamination biologique;
- Un certificat de qualité est fourni dans chaque conditionnement;
- Condition minimum de vente: 50.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration