

Cône finntip en rack : 100-1 000 μ l, longueur : 71, stériles

Réf. THE-1000RSIVD



Cônes finntip en rack: 100 – 1 000 μ l, longueur 71, stériles;

- En polypropylène "high grade" sans colorant ni trace de métaux;
- Surface hydrophobe évitant la rétention des liquides;
- Colerette = anneaux à relief négatif assurant une parfaite étanchéité;
- Stériles;
- Disponibles en sacs et / ou en boîtes (selon version);
- Autoclavables à 121°C pendant 20 min;
- Modèle: Finntip 1 000;
- Condition minimum de vente: 10 racks de 96 cônes.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration