

Cône finntip en rack : 5-200 µl, longueur : 78

Réf. THE-200LRIVD



Cônes finntip en rack: 5 – 200 µl, longueur 78;

- En polypropylène "high grade" sans colorant ni trace de métaux;
- Surface hydrophobe évitant la rétention des liquides;
- Collerette = anneaux à relief négatif assurant une parfaite étanchéité;
- Non stériles;
- Disponibles en sacs et / ou en boîtes (selon version);
- Autoclavables à 121°C pendant 20 min;
- Modèle: Finntip 200 long;
- Condition minimum de vente: 10 racks de 96 cônes.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration