


Cône finntip PDP : 0,5-25 µl, longueur 37

Réf. THE-CFDP25R



Cônes FINNTIP PDP: 0,5 - 25µl, longueur 37;

- Les Finntips PDP sont destinés aux Finnpiettes PDP à déplacement positif;
- Cet ensemble capillaire + piston éliminent les risques de contamination inter-échantillon;
- Différents conditionnements sont disponibles, racks autoclavables et sacs de 960 pointes.
- Condition minimum de vente: 10 racks de 96 cônes.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration