

Cône finntip wide stériles: 100-1 000 μ l, \varnothing interne : 1,8 x 72 mm

Réf. THE-FIN1000WRS



Cônes FINNTIP wide: 100 – 1 000 μ l, \varnothing interne : 1,8 x 72 mm;

- Large orifice;
- Version stériles;
- Permet de pipeter aisément les suspensions fragiles des cellules ou des macromolécules telles que l'ADN génomique;
- Evite la fragmentation des cellules;
- Convient également au pipetage des liquides visqueux;
- Le Finntip wide est disponible en vrac et rack stériles ou non stériles;
- Condition minimum de vente: 10 racks de 96 cônes.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration