

## Cônes standards en rack : 0,1-10 $\mu$ l, gradués à 2/10 $\mu$ l

Réf. EDL-LAMBDA10ER



Cônes standards en rack de capacité: 0,1 - 10  $\mu$ L, gradués à 2/10  $\mu$ l; Version non stérile, pointe biseauté, compatible avec les principales marques de micropipettes du marché. Cônes en polypropylène vierge. Couleur naturelle; Fabrication et conditionnement totalement automatisé donc pas de contaminants.

- Niveau d'endotoxine < 0,05 EU / ml,
- absence de Rnase et de Dnase,
- absence de protéase,
- niveau d'ADN humain < 1 picogramme,
- niveaux de métaux lourds < 1 ppm,
- racks à charnières autoclavables à 121°C pendant 20 min.
- Condition minimum de vente: Carton de 10 racks de 96 cônes.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration