

Cônes standards, en rack : 100-1 250 µl, non gradué

Réf. EDL-LAMBDA1250BR



Cônes standards en rack de capacité: 100 - 1 250 µL, non gradué; Version non stérile, pointe coupée (droite), compatible avec les principales marques de micropipettes du marché. Cônes en polypropylène vierge. Couleur bleu; Fabrication et conditionnement totalement automatisé donc pas de contaminants.

- Niveau d'endotoxine < 0,05 EU / ml,
- absence de Rnase et de Dnase,
- absence de protéase,
- niveau d'ADN humain < 1 picogramme,
- niveaux de métaux lourds < 1 ppm,
- racks à charnières autoclavables à 121°C pendant 20 min.
- Condition minimum de vente: Carton de 6 racks de 96 cônes.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration