

Cône naturel, 5-200 µl, Type Gilson-5 recharges de 96

Réf. GIL-RCN200G



UNIBOX SYSTEM: 5 à 200 µl; Couleur naturelle, type de collerette Gilson; Système économique de recharge des cônes pour racks. Se compose d'un rack et d'une recharge; La recharge des cônes: 96 cônes (8 x 12) pré-rangés sur une grille en polypropylène à placer dans les racks; Les racks sont livrés vide sans support, ni cône en 2 versions:

- En polycarbonate (PC) translucide et couvercle (PC) coulissant transparent, autoclavable de nombreuses fois, 20 mn à 121°C et
- En polypropylène bleu (PP) avec couvercle "Coiffant" transparent.

* Condition minimum de vente: 5 recharges de 96 cônes.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration