

Dispenser calibrex Modèle 520, 2 ml

Réf. SRX-DPF5202



DISPENSER CALIBREX, Modèle 520, 2 ml;

- 6 modèles de 2 à 100 ml, permettant de distribuer de 0,25 à 100 ml;
- Réglage du volume par système Solid calibration ;
- Affichage digital des volumes;
- Excellente résistance chimique et mécanique;
- Autoclavable à 121 °C sans démontage;
- Montage direct sur les flacons de réactifs (col à vis ou rodés) ce qui élimine les transvasements dangereux;
- Livré avec raccords pour flacons de diamètres 28, 32, 40 et 45 mm, sans flacon;
- Démontage facile pour un nettoyage rapide et aisé;
- Embout de distribution pivotant sur 360°, ce qui permet une lecture du volume face à l'utilisateur;
- Plage de volume distribué: 0,25 – 2 ml;
- incrément: 0,05 ml.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration