

Distri'tips standard 1 à 12,5 µl, micro 125 µl

Réf. SOC-F164100



DISTRI'TIPS standard 1 à 12,5 µl, MICRO 125 µl;

- Les seringues Distri'Tips sont moulées en polypropylène pur et graduées;
- ➤ Chaque Distri'Tip peut distribuer jusqu'à plus de 100 aliquotes;
- ➤ Les Distri'Tips sont disponibles en boîte de 50 unités, en version standard ou stérilisée (ST);
- > Gamme d'aliquotes de 1 à 125 μl;
- > Condition minimum de vente: Boîte de 50.





Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France, Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663 RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N