

Seringues combitips plus standards, 0,1 ml

Réf. EPP-COMB01P



Seringues COMBITIPS Plus standards 0,1 ml;

- Compatibles avec la Multipette Plus 4981 et la Multipette 4780;
- Pointe fine et calibrée assurant une grande justesse et reproductibilité;
- Volume minimum d'utilisation: 1µl et Volume maximum d'utilisation: 20 µl;
- Condition minimum de vente: 100.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N