

## Seringues combitips plus standards 0,2 ml

Réf. EPP-COMB02P



Seringues COMBITIPS Plus standards 0,2 ml;

- Compatibles avec la Multipette Plus 4981 et la Multipette 4780;
- Pointe fine et calibrée assurant une grande justesse et reproductibilité;
- Volume minimum d'utilisation: 2  $\mu$ l et
- Volume maximum d'utilisation: 40  $\mu$ l;
- Condition minimum de vente: 100.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration