

Seringues Finntip Stepper standard, 50 ml

Réf. THE-SFS50



Séringues FINNTIP STEPPER standard 50 ml;

- Incréments 10 000 µl;
- permet de distribuer 5 volumes différents;
- 25 volumes au choix pour une distribution de 10 à 5000 µl;
- Condition minimum de vente: Boite de 10.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N