

## Fioles à filtrer 1 000 ml

Réf. SAR-34760



Fioles à filtrer, 1 000 ml.

- Fioles à parois épaisses pour résister aux contraintes du travail sous vide,
- Fioles avec connecteur à olive,
- ISO/DIN 6556,
- Corps x int. col: 136 x 45,
- Hauteur: 230 mm,
- Conditionnement: 5,
- Conditionnement minimum de vente: 1 pièce.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration