

Vivaspin 6, seuil de coupure KDA : 10

Réf. SAR-VS0601



Vivaspin 6, seuil de coupure KDA: 10;

* Applications:

- Concentration, purification et dessalage de solutions biologiques: protéines, enzymes, anticorps virus, immunoglobulines...
- Élimination de primers (PCR), d'acides aminés, de nucléotides.
- L'orientation de la membrane augmente la surface de filtration et permet d'obtenir d'excellents débits et des concentrations rapides.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Matériaux peu absorbants et système d'anti-assèchement pour un taux de récupération élevé.
- Facteur de concentration compris entre 120 et 400 fois suivant le type d'unité.
- Volume d'échantillon: jusqu'à 6 ml.
- Volume minimum du concentrât: 30 μ l.
- Surface de filtration: 2,5 cm².
- Facteur de concentration: x 200.
- Volume mort: <10 μ l.
- Type de centrifugeur: Tous types de centrifugeurs acceptant les tubes à centrifuger de 15 ml.
- Force centrifuge recommandée: 3 – 7 500 g.
- Membrane: Double membrane en PES (polyéthersulfone).
- Réservoirs: Polycarbonate.
- Conditionnement minimum de vente: Boîte de 25 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration