

## Minisart high flow, stérilisé par irradiation

Réf. SAR-16532GUK



Minisart high flow, stérilisé par irradiation;

- Débit élevé.
- Filtration d'acides et de bases.
- large compatibilité chimique, pH 1-14.
- Membrane en PES (polyéthersulfone)
- Sortie: Luer-Lock.
- Pression maximale : 6,5 bars.
- Absorption minimale des protéines.
- Code couleur: Bleu nuit.
- Seuil de rétention: 0,2 µm.
- Conditionnement minimum de vente: 50 pièces en emballage stérile unitaire.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration