

## Rampe multiposte Combisart, Rampe inox 3 postes complète

Réf. SAR-16824



Rampe multiposte Combisart, Rampe inox 3 postes complète - entonnoirs 100 ml.

## \* Applications:

- Contrôle microbiologique par dénombrement de germes par la méthode de filtration sur membrane,
- Analyse de particules; Les systèmes de filtration sous-vide Combisart® sont polyvalents et sûrs,
- Adaptation possible de tous types d'entonnoirs de filtration quelles que soient leur taille et leur matière : verre, inox, polypropylène (Biosart 250) ou polycarbonate,
- Grâce au filtre évent stérile présent sur chaque poste, récupération aisée de la membrane et pas de risque de contamination secondaire,
- ➤ Utilisation gaucher / droitier grâce au support de la membrane orientable à 360°.





Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France, Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663 RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N