

Unités de filtration sous-vide complètes, 1 000 ml

Réf. SAR-18083E



Unités de filtration sous vide complètes, 1000 ml; Avec réservoir série RF;

* Applications:

- Filtration stérilisante de solutions aqueuses, tampons, milieux de culture cellulaire pour des volumes allant jusqu'à 1000 ml.
- Système complet prêt à l'emploi et à usage unique pour une filtration sûre, rapide et simple.
- Membrane en polyéthersulfone (PES), pour un très faible taux d'adsorption protéique.
- Débit de filtration élevé.
- Possibilité de stocker le filtrat en remplaçant la partie supérieure amovible par le bouchon fourni stérile dans chaque conditionnement.
- Seuil de rétention: 0,2 µm.
- Surface de filtration: 63 cm².
- Conditionnement minimum de vente: Boîte de 12 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration