

Flacons 500 ml, cape attenante inviolable ionisé, étroite ouverture

Réf. **PLG-F500CEAIG**



Flacons carrés de 500 ml, bouchés/ionisés; A usage unique;

- En polyéthylène, translucide;
- Cape attenante avec témoin d'intégrité, lèvres rentrantes et anneau de sécurité;
- Dimension (H x L x l): 145 x 70 x 70 mm;
- Ø ouverture: 30 mm;
- Condition minimum de vente: 100.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration