

Flacon 300 ml, polypropylène+verrou fermeture, cape attenante

Réf. SOC-FS300LOCK



Description:

- Flacons avec cape attenante 300ml; Version Avec verrou de sécurité;
- Flacons à usage unique pour le prélèvement, le transport, la conservation de produits liquides ou solides;
- Production en classe 100.000 flacons fermés dans le moule;
- En polypropylène haute densité de qualité alimentaire;
- Bonne résistance mécanique et chimique;
- Plage dépolie: nons;
- Etanches aux liquides froids et chauds jusqu'à 70°C sans déformation;
- Maniement simple et efficace grâce à sa cape à charnière;
- Possibilité d'ajouter un scellé;

Caractéristiques Techniques:

- Dimension du flacon: 64 mm;
- Hauteur: 119 mm;
- Ø de la cape (sans languette): 71 mm;
- Autoclavables (121°C, 32 min, cape ouverte);
- Graduation de 30 en 30 ml jusqu'à 300 ml et un trait de jauge à 100 et à 200;
- Conditionnement minimum de vente: 70.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration