

Flacon 45 ml, polypropylène+lien de sécurité, cape attenante

Réf. SOC-FS45CS



Description:

- Flacons avec cape attenante 40ml; Version Avec témoin d'intégrité et chaînette de sécurité;
- Flacons à usage unique pour le prélèvement, le transport, la conservation de produits liquides ou solides;
- Production en classe 100.000 flacons fermés dans le moule;
- En polypropylène haute densité de qualité alimentaire;
- Bonne résistance mécanique et chimique;
- Etanches aux liquides froids et chauds jusqu'à 70°C sans déformation;
- Maniement simple et efficace grâce à sa cape à charnière;
- Pas de possibilité d'ajouter un scellé;

Caractéristiques Techniques:

- Autoclavables (121°C, 32 min, cape ouverte);
- Dimension du flacon: 30 mm;
- Hauteur: 84 mm;
- Ø de la cape (sans languette): 35 mm;
- Pas de graduation;
- Plage dépolie: non;
- Conditionnement minimum de vente: 500.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration