

Flacon avec cape attenante 70 ml

Réf. SOC-FS70



Flacons avec cape attenante 70 ml; Version standard;

- Flacons à usage unique pour le prélèvement, le transport, la conservation de produits liquides ou solides;
- Production en classe 100.000 flacons fermés dans le moule;
- En polypropylène haute densité de qualité alimentaire;
- Bonne résistance mécanique et chimique;
- Autoclavables (121°C, 32 min, cape ouverte);
- Étanches aux liquides froids et chauds jusqu'à 70°C sans déformation;
- Maniement simple et efficace grâce à sa cape à charnière;
- Pas de possibilité d'ajouter un scellé;
- Dimension du flacon: 36 mm;
- Hauteur: 86 mm;
- Ø de la cape (sans languette): 40 mm;
- Une graduation à 60 ml;
- Plage dépolie: cape;
- Condition minimum de vente: 400.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration