

Flacons de sécurité à vis 1 000 ml

Réf. SOC-FP1000V



Flacons de sécurité à vis 1 000 ml;

- Idéaux pour les échantillons histologiques grâce à leur fermeture de sécurité;
- Hermétiques;
- La partie supérieure du flacon est munie d'un anneau qui évite les écoulements quand on transvase un liquide;
- Corps en polypropylène translucide;
- Bouchon strié en polyéthylène jaune;
- Flacons gradués tous les 50 ml;
- Les flacons et les bouchons sont livrés séparés dans le carton;
- Ø ouverture x hauteur: 111 x 137 mm;
- Condition minimum de vente: 100.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration