

## **Flacon 120 ml, polypropylène, cape rouge**

Réf. **PLG-FPG120PPS**



- Flacons tronconiques de 120 ml, état bactériologique non contrôlé;
- En polypropylène cristal avec cape à vis en polyéthylène rouge;
- Plage dépolie pour écritures;
- Graduation de 20 en 20 ml jusqu'à 100 ml;
- Dimensions (Ø Ht, Ø Ht, Ht): 60, 45, 75;
- Conditionnement minimum de vente: 380 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration