

Flacons vissants non étiquetés, 150 ml, version qualibact

Réf. CEB-FP150BS



Flacons à prélèvement type 150 ml, version Qualibact;

- Dimension (Diam. x Ht): 60 x 70 ml;
- Matière styrénique blanche opaque QUALIBACT à usage unique;
- Cape à vis rouge avec bague témoin d'intégrité;
- Fermeture rapide d'un seul geste;
- Application: Collecte et transport d'échantillons liquides et solides d'origine biologique;
- Numéro de lot et date de péremption sur chaque flacon et chaque sachet; (vignette détachable et repositionnable pour suivi de traçabilité);
- Condition minimum de vente: Carton de 200 pièces;



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration