

Flacons vissants non étiquetés 150 ml, version Qualibact

Réf. CEB-FP150S



Flacons vissants non étiquetés 150 ml, version Qualibact;

- Dimension (Ø x H): 60 x 70 ml;
- Matière styrénique transparente QUALIBACT à usage unique;
- Cape à vis en polyéthylène rouge avec bague d'intégrité et repère de la position étanche;
- Fermeture rapide d'un seul geste;
- Application: Collecte et transport d'échantillons liquides et solides d'origine biologique;
- N° de lot et date de péremption sur chaque flacon et chaque sachet; (vignette détachable et repositionnable pour suivi de traçabilité);
- Condition minimum de vente: Carton de 200 pièces;
- Couleurs de cape bleue et verte disponibles, nous consulter.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration