

Flacons vissants non étiquetés, 150 ml, version stérile

Réf. CEB-FP150SG



Flacons à prélèvement type 150 ml, version stérile;

- Dimension (Diam. x Ht): 60 x 70 ml;
- Matière styrénique transparente stérile à usage unique;
- Cape à vis rouge en polyéthylène avec bague témoin d'intégrité et repère de la position étanche;
- Fermeture rapide d'un seul geste;
- Application: Collecte et transport d'échantillons liquides et solides d'origine biologique;
- Numéro de lot et date de péremption sur chaque flacon et chaque sachet; (vignette détachable et repositionnable pour suivi de traçabilité);
- Condition minimum de vente: Carton de 200 pièces;



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration