

Flacons vissants non étiquettés 40 ml, version Qualibact

Réf. CEB-FP40VS



Flacons vissants non étiquetés 40 ml, version Qualibact;

- \triangleright Dimension (Ø x H): 30 x 70 ml;
- Matière styrénique transparente QUALIBACT à usage unique;
- ➤ Cape à vis en polyéthylène rouge avec bague d'intégrité et repère de la position étanche;
- Fermeture rapide d'un seul geste; vissage en moins de 1 tour, pour 40 et 60 ml;
- ➤ Flacon étanche aux liquides si vissé à fond: l'étanchéité est assurée par la jupe située à l'intérieur de la cape;
- > Grande résistance mécanique du polypropylène: sécurité et efficacité;
- ➤ N° de lot et date de péremption sur chaque flacon et chaque sachet; (vignette détachable et repositionnable pour suivi de traçabilité);
- ➤ Condition minimum de vente: Carton de 8 sachets de 100 pièces;
- ➤ Couleurs de cape bleue et verte disponibles, nous consulter.





Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France, Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663 RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N