

Flacons zinsser à scintillation 20 ml

Réf. SOC-FSP20Z



Flacons ZINSSER à scintillation 20 ml;

- En Polyéthylène haute densité;
- Bruit de fond < 8 C.P.M. pour mesurer de très faibles niveaux de radioactivité;
- Résistance à une pression de 8 atmosphères sans fuite;
- Usage général de laboratoire;
- Ø ouverture x hauteur : 27 x 60 mm;
- Système de fermeture: cape à pression;
- Condition minimum de vente: carton de 1 000 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration