

## Flacons zinsser à scintillation 6 ml

Réf. SOC-TIP6Z



Flacons ZINSSER à scintillation 6 ml;

- En Polyéthylène haute densité;
- Bruit de fond < 8 C.P.M. pour mesurer de très faibles niveaux de radioactivité;
- Résistance à une pression de 8 atmosphères sans fuite;
- Usage général de laboratoire;
- Ø ouverture x hauteur : 15 x 57 mm;
- Système de fermeture: cape à pression;
- Condition minimum de vente: carton de 2 500 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration