

Flacons étiquetés personnalisés 40 ml, stérile

Réf. CEB-FP40VSGET



Flacons étiquetés personnalisés 40 ml, stérile;

- En polystyrène cristal avec cape à vis en polyéthylène rouge;
- Dimensions: 30 x 70 mm;
- 2 parties distinctes:
 - 1 plage (17,5 x 70mm) pour l'impression personnalisée, texte sur 3 ou 4 lignes, logo possible après étude de faisabilité;
 - 1 aplat blanc: plage d'écriture: 17,5 x 70mm;
- Impression blanche uniquement;
- Tenue à la température sans altération: exemple: 24 heures à 0°C, 30 minutes à 75°C;
- Ecriture possible: stylo à bille, feutre, crayon à papier;
- La fabrication des étiquettes nécessite la création d'un typon: un bon à tirer vous est proposé pour validation avant l'enregistrement de votre commande;
- Fermeture rapide d'un seul geste: vissage en moins de 1 tour, pour 40 et 60ml;
- Flacon étanche aux liquides si vissé à fond: l'étanchéité est assurée par la jupe située à l'intérieur de la cape;
- Grande résistance mécanique: sécurité et efficacité;
- N° de lot et date de péremption sur chaque flacon et chaque sachet; (vignette détachable et repositionnable pour suivi de traçabilité);
- Conditionnement: carton de 8 sachets de 100 pièces;
- Condition minimum de vente: 2 cartons de 800 = 1600 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration