

Rdf décalcifiant de routine
Réf. CEL-RDF1L



RDF Décalcifiant de routine :

- A base d'acide formique, fabriqué sur la formulation de Christensan;
- Décalcification plus lente et plus facilement contrôlée qu'avec RDC;
- RDF est recommandé pour des spécimens plus grands, plus denses où¹ un temps de traitement plus long est nécessaire pour empêcher une décalcification locale trop importante;
- Condition minimum de vente: 1 flacon de 1 litre.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration