

Mountex, 250ml Réf. CEL-MOUNTEX250



MOUNTEX, 250ml :

- A base de xylène;
- Séchage rapide;
- Neutres et incolores;
- Stabilité à long terme des lames traitées;
- Conditionnés en bouteille incassable en PET, à col large avec témoin d'ouverture;
- Chaque carton de 4 flacons est livré avec une Fiche de Données de Sécurité;
- Durée de conservation: 2 ans;
- Produit de base idéal pour l'usage courant;
- Modification de la formulation classique de Lendrum;
- Viscosité Centipoise à 25°C: 500 - 1000;
- Indice de réfraction à 20°C: 1488;
- Condition minimum de vente: 4 flacons de 250 ml.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N