


Blocstor 7, pré-monté Réf. CEL-BS7



Blocstor 7, Pré-monté;

- Boite carton avec couvercle à charnière pour stockage des blocs d'inclusion;
- Carton brun recyclé, double cannelure résistant;
- Séparateurs intégrés;
- Empilables;
- Etiquette pour identification;
- Livré pré-monté par 10 ou à monter soi-même par 25;
- Nombre de rangée: 7;
- Capacité(blocs): ~_ 350;
- Dimension (Long. x Prof. x Haut.): 225 x 445 x 50mm;
- Condition minimum de vente: 25



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration