

Rubans adhésifs pour identification en laboratoire

L:55m ; l:19 m

Réf. SOC-RAC1955



Rubans adhésifs pour identification en laboratoire, L: 55m, l: 19mm. Il est résistant à l'huile, à l'eau et aux acides et supportent des températures de 50°C à +130°C. Ce ruban adhère sur toutes les surfaces lisses et sèches et se colle et se décolle sans laisser de trace. L'identification se fait au crayon, à l'encre, au feutre. Il a de nombreuses utilisations: à l'autoclave, au congélateur, au réfrigérateur, dans les étuves bactériologiques ou de séchage.

Condition minimum de vente : 1



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration