

## Graveurs manuels standard Réf. SOC-MD



### Graveurs manuels standard :

- Pour écrire sur le verre en usage intensif, notamment pour le marquage des lames porteobjets;
- Diamant formant une pointe fixe
- Ecriture fine et bien marquée.
- Longue résistance
- 2 modèles disponibles:
- Standard:
- pointe diamantée sertie sur un manche aluminium.
- Longueur manche: 130 mm;
- Pointe rétractable par bouton-pression:
- Forme stylo de poche avec agrafe.
- Longueur manche: 135mm;
- Condition minimum de vente: 1.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration