

**Micropipette ACURA SOCOREX 85 à 08 canaux:
0.5-10 μ l**

Réf. SRX-MSRA8V10



Micropipette ACURA SOCOREX 85 à 08 canaux avec une plage de volumes de 0,5 - 10 μ l et 0,01 μ l d'incréments. De forme ergonomique, faible poids (Légère) et extrême facilité de déplacement du piston. Réglage micrométrique du volume effectué en douceur et avec précision grâce au bouton-poussoir rotatif de Code couleur Vert. Les butées d'encliquetage de précision et le capuchon tournant librement empêchent toute modification accidentelle du volume. Fenêtre d'affichage numérique située sur l'avant de l'instrument permet une visibilité permanente du volume (pendant les réglages). Micropipettes à lecture digitale. Éjection de l'embout en toute sécurité grâce à la surface supérieure souple de l'éjecteur réagit sans effort pour une éjection facile de l'embout.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N



Le matériel médical c'est nous

Micropipette ACURA SOCOREX

Le système d'éjection JUSTIP, réglable en hauteur (± 4 mm) et contrôlé par un crantage, permet d'utiliser un large choix d'embouts qui s'adapteront exactement sur le porte-cône de la pipette. Autoclavable à 121°C. Garantie 03 ans.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N