

**Pipette CALIBRA SOCOREX 12 canaux:
10-100 μ l**

Réf. SRX-MS12V100



Micropipette CALIBRA SOCOREX 852 à 12 canaux: 10 - 100 μ l. Avec 0,5 μ l d'Incréments. Réglage du volume par système "Solid Calibration" qui comprend une double came avec des butées pré-étalonnées et qui assure l'entrée digitale du volume et son affichage numérique, Le double incrément permet l'ajustement rapide des volumes principaux sans défilement des volumes intermédiaires.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Pas de risque de changement accidentel du volume (Fiabilité de la calibration).
- Divisions secondaires sélectionnées rapidement si nécessaire, après avoir tiré la molette.
- Lecture digitale.
- Micropipette ergonomique. Ejecteur d'embout intégré.
- Porte-embout des micropipettes 0,2 à 10 µl en acier inoxydable.
- Code couleur: Vert.
- Rotation de la partie basse sur 360 °C.
- Autoclavable à 121°C sans démontage.
- Garantie 03 ANS.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration