

**Micropipette CALIBRA SOCOREX 852 à 12 canaux:
20-200 μ l**

Réf. SRX-MSX12V200



Micropipette CALIBRA SOCOREX 852 à 12 canaux: 20 - 200 μ l. Avec 1,0 μ l d'Incréments. Réglage du volume par système "Solid Calibration" qui comprend une double came avec des butées pré-étalonnées et qui assure l'entrée digitale du volume et son affichage numérique, Le double incrément permet l'ajustement rapide des volumes principaux sans défilement des volumes intermédiaires.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

- Pas de risque de changement accidentel du volume (Fiabilité de la calibration).
- Divisions secondaires sélectionnées rapidement si nécessaire, après avoir tiré la molette.
- Lecture digitale.
- Micropipette ergonomique. Ejecteur d'embout intégré.
- Porte-embout des micropipettes 0,2 à 10 µl en acier inoxydable.
- Code couleur: Vert.
- Rotation de la partie basse sur 360 °C.
- Autoclavable à 121°C sans démontage.
- Garantie 03 ANS.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration