

## Finnpipette FOCUS PLUS, 8 canaux : 30 – 300 $\mu$ l

Réf. THE-FOC8V300



Micropipette Finnpipette FOCUS PLUS THERMO à 8 canaux.

- Plage de volumes : 30 – 300  $\mu$ l, avec 1  $\mu$ l d'incréments
- Base orientable à 360°
- Muni de Grip-Index anti-fatigue Assurant un angle de pipetage idéal
- Poignée galbée à coque amovible ergonomique
- Molette de réglage rapide du volume
- Bouton poussoir souple de code couleur rose
- Molette de réglage fin du volume qui Permet le réglage séparé du dernier digit
- Calibrage aisé au laboratoire
- Numéro de série individuel Visible lorsque l'éjecteur de cône est en position basse (traçabilité)
- Ejecteur de cône à commande assistée
- Embase porte-cône courte Diminue la fatigue du bras et de la main, et permet un travail précis
- Entièrement autoclavable à 121 °C sans démontage
- Garantie 03 ans.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## Spécifications et informations de commande

Référence	Canaux	Volumes	Incrément	Justesse		Volume		Répétabilité		Code couleur	Finntip
				$\mu\text{l}$	(%)	$\mu\text{l}$	s.d.* $\mu\text{l}$	CV (%)			
4610100	8	1-10 $\mu\text{l}$	0,1 $\mu\text{l}$	$\pm 0,24$	$\pm 2,4$	10 $\mu\text{l}$	0,16	1,6	rose	10, 20, 50	
				$\pm 0,12$	$\pm 1,2$	1 $\mu\text{l}$	0,08	8			
4610120	8	5-50 $\mu\text{l}$	0,1 $\mu\text{l}$	$\pm 0,75$	$\pm 1,5$	50 $\mu\text{l}$	0,35	0,7	jaune	250 Univ, 200 Long	
				$\pm 0,25$	$\pm 5,0$	5 $\mu\text{l}$	0,1	2			
4610140	8	30-300 $\mu\text{l}$	1 $\mu\text{l}$	$\pm 3,0$	$\pm 1,0$	300 $\mu\text{l}$	0,9	2,0	orange	300	
				$\pm 1,5$	$\pm 5,0$	30 $\mu\text{l}$	0,6	0,3			
4610110	12	1-10 $\mu\text{l}$	0,1 $\mu\text{l}$	$\pm 0,24$	$\pm 2,4$	10 $\mu\text{l}$	0,16	1,6	rose	10, 20, 50	
				$\pm 0,12$	$\pm 1,2$	1 $\mu\text{l}$	0,08	8			
4610130	12	5-50 $\mu\text{l}$	0,1 $\mu\text{l}$	$\pm 0,75$	$\pm 1,5$	50 $\mu\text{l}$	0,35	0,7	jaune	250 Univ, 200 Long	
				$\pm 0,25$	$\pm 5,0$	5 $\mu\text{l}$	0,1	2			
4610150	12	30-300 $\mu\text{l}$	1 $\mu\text{l}$	$\pm 3,0$	$\pm 1,0$	300 $\mu\text{l}$	0,9	2,0	orange	300	
				$\pm 1,5$	$\pm 5,0$	30 $\mu\text{l}$	0,6	0,3			
4610170	16	5-50 $\mu\text{l}$	0,1 $\mu\text{l}$	$\pm 0,75$	$\pm 1,5$	50 $\mu\text{l}$	0,35	0,7	turquoise	50	
				$\pm 0,25$	$\pm 5,0$	5 $\mu\text{l}$	0,10	2,0			



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,  
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663  
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N