

Micropipette Socorex acura 810

fixe : 1 et 1,1 ml

Réf. SRX-MSF111



La micropipette SOCOREX ACURA 810 à volume fixe est utilisée avec des pipettes de forme paille, notamment dans le domaine agro-alimentaire. Elle est à déplacement d'air et l'éjecteur de pipettes intégré. Grâce à 2 volumes pré-calibrés, la distribution de 1 et 0,1 ml s'effectue sans réglage.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration