

## Macropipettes Socorex à volume variable

### Acura 835

Réf. SRX-MSRAMA



La macropipette à volume variable Acura manual 835 est équipée d'un réglage de précision de la dernière génération. La nouvelle gamme peut être ajustée en continu avec une résolution de volume très fine. Le réglage d'une seule main permet une manipulation facile lorsque l'autre est occupée. Le crantage du micromètre, combiné au capuchon *Smartie*, en rotation libre, assure la stabilité du réglage pendant le pipetage. Trois macropipettes de 0.2 - 2 ml, 0.5 à 5 ml et 1 à 10 ml.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration