

Finnpipette Focus à volume variable : 1 - 10 μ l, embase longue

Réf. THE-FOCUS10MEL



Micropipettes Finnpipette FOCUS à volume variable : 1 - 10 μ L, avec :

- 0,01 μ l d'incréments,
- A embase porte-cône longue permettant un travail précis,
- Bouton poussoir souple de couleur rose,
- Molette de réglage fin du volume permettant le réglage séparé du dernier digit,
- Bénéficiant de caractéristiques de très haut niveau en matière d'ergonomie, de réglage de volume et de performances de pipetage,
- Calibrage aisé au laboratoire,
- Autoclavable à 121°C, Garantie 03 ans.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration