

Finnpipette Focus à volume variable : 0,3 - 3 µl, embase longue

Réf. THE-FOCUS3MEL



Micropipettes Finnpipette FOCUS à volume variable : 0,3 - 3 µL, avec :

- 0,01 µl d'incréments,
- A embase porte-cône longue permettant un travail précis,
- Bouton poussoir souple de couleur rose,
- Molette de réglage fin du volume Permettant le réglage séparé du dernier digit,
- Bénéficiant de caractéristiques de très haut niveau en matière d'ergonomie, de réglage de volume et de performances de pipetage.
- Calibrage aisé au laboratoire.
- Autoclavable à 121°C, garantie 03 ans.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration