

## **Finnpipette research DIGITAL à volume fixe : 2000 $\mu$ l**

**Réf. THE-FPRIVD2MLF**



Finnpipette research DIGITAL à volume fixe : contenance 2000  $\mu$ l, léger, construit en polymères spéciaux, haute résistance mécanique et chimique, avec :

- Molette de réglage du volume sans risque de déchirure des gants,
- Cliquet sonore de sécurité sans risques de glissement du volume,
- Code couleur du bouton poussoir vert (pour une identification immédiate de la gamme de volume),
- Molette de calibrage à accès facile pour un recalibrage aisé au laboratoire (outils fournis avec la pipette),
- Entièrement autoclavable à 121°C. Garantie 03 ans.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration