

Finnpipette research digitale à volume fixe

Réf. THER-FPRIVD



La micropipette finnpipette research DIGITAL à volume fixe permet un excellent pipetage en laboratoire. Cette micropipette est construite en polymères spéciaux afin de permettre une haute résistance mécanique et chimique. La micropipette est équipée d'une molette de réglage du volume pour éviter tout risque de déchirure des gants. La molette de calibration de la micropipette est à accès facile pour un recalibrage aisé au laboratoire (outils fournis avec la pipette).

* Entièrement autoclavable à 121 °C. Garantie 03 ans.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration