

Kit de maintenance pour pipetman P (200-1 000 μ l) et F (250-1 000 μ l)

Réf. GIL-F144498



Kit de maintenance pour Pipetman P (200-1 000 μ l) et Pipetman F (250 μ l-1 000 μ l), approprié aux micropipettes Pipetman P à volume variable avec une plage de volume de 200-1000 μ l, et aux micropipettes Pipetman F à volume fixe entre 250 μ l et 1 000 μ l, constitué de:

- 3 joints d'étanchéité,
- 3 joints toriques,
- 1 embout porte-cône,
- Conditionnement minimum de vente: 1.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration