

Kit de maintenance pour pipetman P:1 à $10~\mu l$

Réf. GIL-F144502



Kit de maintenance pour Pipetman P:1 à $10~\mu l$, adapté aux micropipettes Pipetman P à volume variable avec une plage de volume de 1 à $10~\mu l$, constitué de:

- > 3 joints d'étanchéité,
- > 3 joints toriques,
- > 1 embout porte-cône,
- > Conditionnement minimum de vente: 1.





Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France, Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663 RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N