

## Pipetman P Gilson à volume variable

Réf. GIL-F12360



La micropipette Pipetman P GILSON à volume variable est une pipette à déplacement d'air, dont le volume, variable, est réglable en continu. Cette micropipette est de conception particulièrement fiable et robuste. La micropipette est réalisée en acier inoxydable et en PVDF (un plastique doté d'une résistance très élevée aux attaques chimiques).

Caractéristiques principales:

- Code couleur du bouton-poussoir Bleu.
- Doté d'un contrôle qualité rigoureux. Chaque piston est contrôlé individuellement au microscope.
- L'embout porte-cônes et l'éjecteur de cônes sont entièrement autoclavables. Facile à nettoyer.
- Garantie 01 AN.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration