

## Micropipette pipetman F Gilson à volume fixe

Réf. GIL-F1237



La micropipette Pipetman F GILSON à volume fixe est une pipette à déplacement d'air. Cette micropipette est un système de pipetage de précision utilisé dans les laboratoires. la micropipette Pipetman F GILSON à volume fixe est de conception particulièrement fiable et robuste car la micropipette est réalisée en acier inoxydable et en PVDF (un plastique doté d'une résistance très élevée aux attaques chimiques).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration